

OPSITE[®] Post-Op Visible

Pansament impermeabil pentru apa si bacterii cu pad absorbant prin care se poate vedea plaga.

De unica folosinta. Sterilizat cu Ethilene Oxide. A nu se resteriliza. A se pastra intr-un loc uscat (<25° C). A se feri de razele solare.

Descriere

Opsite Post-Op Visible este un pansament impermeabil pentru apa si bacterii, cu un pad absorbant prin care se poate vedea plaga.

Mod de actiune

Pansamentul Opsite Post-Op Visible are o constructie tristratificata care combina aderența scazuta a stratului de contact cu plaga cu un strat absorbant din spuma hidrocelulara si un film cu grad ridicat de evaporare. Filmul este impermeabil pentru apa si bacterii si in timp ce pansamentul ramane intact, protejeaza plaga de contaminarea externa. Designul stratului absorbant din spuma hidrocelulara sub forma de structura reticulara, permite vizualizarea continua a plagii si a tegumentului inconjurator, fara a mai fi nevoie de indepartarea pansamentului. In plus, acesta poate fi aplicat cu usurinta iar datorita modelului dispunerii adezivului, durerea la indepartare este redușă.

Instructiune de folosire

Curatati si uscati bine zona de aplicare în conformitate cu procedurile normale

A. Scoateti pansamentul din ambalajul exterior. Indepartati foliile alb/portocalii de pe spatele pansamentului marcate cu 1.

B. Tinand de partea non-aderenta de la capatul pansamentului, pozitionati cu grija pansamentul peste zona desemnata. Indepartati complet folia de pe spate.

C. Neteziti pansamentul, folosind o usoara presiune, in special pe marginile adezive si asigurati-va ca pad-ul absorbant nu este comprimat. Ajutandu-va de capatul non adeziv, incepeti sa indepartati cu grija folia superioara protectoare marcata cu 2. Neteziti pansamentul.

Indepartarea

Pentru a indeparta pansamentul tineti pansamentul apasat usor cu o mana in timp ce cu cealalta mana apucati un colt al pansamentului si ridicati, tragand usor paralel cu tegumentul. Eliberati si repetati procesul.

Indicatii

Pentru plagi acute precum: plagi post-operatorii, laceratii, taieturi, abraziuni si arsuri minore, unde nivelul de exsudat este scazut/moderat.

Precautii

A se folosi doar pe tegumentul uscat, pregatit in conformitate cu procedurile normale. A nu se acoperi pansamentul si a nu se suprapune. Monitorizati periodic pansamentul si plaga pentru a avea confirmarea ca este complet sigilat, in special dupa dus, sau daca pansamentul devine umed. Daca pansamentul se dezlipeste, aplicati un alt pansament. Ca in cazul tuturor produselor cu adeziv, aplicati si inlaturati cu grija de pe pielea fragila sau sensibila. Presiunea aplicata pe pansament ca rezultat direct al greutatii corporale, poate duce la vanatai tranzitorii sau la aparitia pe tegument a unor semne similare cu padul absorbant. La indepartarea pansamentului este posibil sa se vada forma padului absorbant pe zona unde a fost folosit. Acest lucru este normal si ar trebui sa dispara in cateva ore. Opsite Post-Op Visible este un produs de unica folosinta. Daca acelasi pansament se folosește la mai mult de un pacient, poate aparea contaminarea incrucisata sau infectie. Deschiderea ambalajului pansamentului compromite bariera sterila si de aceea orice pansament desterilizat nu trebuie retinut pentru o folosire ulterioara.

Contraindicatii

A nu se utiliza pansamentul sub pansamente sau articole de imbracaminte compressive.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66800136	10 cm x 8 cm	Pachet de 20
66800137	15 cm x 10 cm	Pachet de 20
66800138	20 cm x 10 cm	Pachet de 20
66800139	25 cm x 10 cm	Pachet de 20
66800140	30 cm x 10 cm	Pachet de 20
66800141	35 cm x 10 cm	Pachet de 20

Producator

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England
*Trade Marks of Smith & Nephew
©Smith & Nephew Data eliberarii 11/2012

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 * 0724240285 * 0731493261
Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu
Magazin online www.ortovit.eu/magazin