

BACTIGRAS

Pansament de de tip tulle gras continand parafina moale cu acetat de clorhexidina 0.5% fractie masica

Descriere

Pansamentele BACTIGRAS sunt un tifon din bumbac cu tesatura incrucicata, impregnat cu parafina moale cu acetat de clorhexidina 0.5% fractie masica. Sunt furnizate sterile, fie sub forma de pansamente individuale in pungi etanse, fie sub forma de role in pungi care se deschid cu ajutorul unei crestaturi de rupere.

Mod de functionare

Pansamentele BACTIGRAS sunt concepute pentru a proteja leziunea. Pansamentele BACTIGRAS actioneaza ca un strat de contact cu plaga intre plaga si un pansament secundar, permitand trecerea exsudatului intr-un pansament secundar absorbant. Pansamentele BACTIGRAS contin acetat de clorhexidina, un antiseptic cu spectru larg de actiune, care reduce la minimum riscul de colonizare bacteriana in plaga. Antisepticul acetat de clorhexidina din pansamentele BACTIGRAS are o actiune antiproliferativa de lunga durata, de pana la 4 zile, asupra bacteriilor Gram pozitive si Gram negative, demonstrata in vitro si vivo.

Indicatii

Pansamentele BACTIGRAS sunt destinate utilizarii exclusiv ca tratament topic. Pansamentele BACTIGRAS sunt indicate pentru o varietate mare de plagi cu risc de infectie sau pentru plagi deja infectate in asociere cu agenti antibacterieni sistemici. Tipurile de plagi pe care pot fi utilizate pansamentele BACTIGRAS includ:

- arsuri si opariri minore
- laceratii, abraziuni si alte plagi cu pierdere a pielii
- zone primitoare sau donatoare de grefa

Contraindicatii

- A nu se utiliza pe o suprafata mai mare de 10% din suprafata corpului
- A nu se utiliza in cazuri cunoscute de hipersensibilitate sau alergie la clorhexidina

Precautiile de utilizare

- In cazuri rare poate aparea dermatita, sensibilitate de contact sau fotosensibilitate. Au fost raportate cazuri de reactie anafilactica la clorhexidina, dar sunt rare
- Evitati contactul cu ochii, urechea medie, meningele si creierul
- Intrucat clorhexidina poate cauza arsuri chimice ale pielii, utilizati cu precautie pansamentele BACTIGRAS la nou-nascuti, in special la cei nascuti prematur
- Pansamentele BACTIGRAS sunt incompatibile cu sapunurile, cu alte materiale anionice, precum si iodura de potasiu. Trebuie evitata utilizarea pansamentelor BACTIGRAS impreuna cu agenti oxidanti de curatare a plagilor
- Pansamentele BACTIGRAS sunt un produs de unica folosinta. Daca se utilizeaza la mai mult de un pacient, poate aparea contaminarea incrucisata sau infectia.
- Deschiderea ambalajului pansamentului compromite barierea sterila si, prin urmare, se recomanda ca orice pansament neutilizat sa nu fie pastrat pentru o aplicare ulterioara.

• Pericol de incendiu: Nu fumati si nu stati in apropierea flacarilor deschise. Daca acest produs se afla in stare uscata pe haine si lenjerie de pat, acestea se pot aprinde cu usurinta.

• Evitati aplicarea circumferentiala a pansamentului. Ca alternativa, luati in considerare utilizarea mai multor bucati pentru a reduce la minimum riscul de scadere a circulatiei distale. Indepartati daca sunt detectate modificari ale circulatiei.

Pansamentele nu trebuie reutilizate. Poate aparea contaminarea incrucisata, iar terapia poate fi inefficienta. Pansamentele BACTIGRAS sunt destinate utilizarii numai de catre profesionisti din domeniul sanatatii.

Instructiuni de utilizare

1. Curatati plaga conform protocoloalelor clinice locale.
2. Selectati pansamentul de dimensiunea corecta si deschideti punga prin dezipire (sau rupeti capatul ambalajului cu rola).
4. Asezati peste plaga intr-un singur strat, in contact direct cu suprafata plagii.
5. Daca este necesar, aplicati un pansament absorbant si fixati-l cu un bandaj de retinere a pansamentului sau cu o fasa de fixare a pansamentului.
6. Indepartare:

Pansamentele BACTIGRAS pot fi lasate pe loc pana cand incep sa se usuce. Daca pansamentul secundar trebuie schimbat, pansamentul BACTIGRAS poate ramane pe loc, cu conditia sa fie inca umed. Daca pansamentul se lipeste, inmuiati-l atent cu o solutie salina sterila. Frecventa schimbarii pansamentului depinde de circumstantele clinice si poate varia de la mai des de o data pe zi pana la nu mai rar de o data la 4 zile. Cand il indepartati sau schimbati, asigurati-va ca tot materialul pansamentului este indepartat de pe plaga. Odata indepartat, eliminati pansamentul conform procedurilor locale.

Daca in timpul utilizatii acestui dispozitiv considerati ca a avut loc un incident grav, va rugam sa il raportati producatorului si autoritatii dumneavoastra competente. complaints@smith-nephew.com

Un exemplar al Rezumatului caracteristicilor de siguranta si de performanta clinica (SSCP) poate fi gasit la <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiune	Disponibilitate
7456	5cm x 5cm	Carton of 50 dressings
7457	10cm x 10cm	Carton of 10 dressings
66003650	10cm x 10cm	Carton of 50 dressings
66003661	10cm x 40cm	Carton of 10 dressings
7461	15cm x 20cm	Carton of 10 dressings
66007505	15cm x 1m	Carton of 12 rolls



10601863 35676

Producator

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN England
 *Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew/Marca comerciala a Smith
 +Nephew Data emiterii 05/2024. Revizuire 01
 Este posibil ca acest produs sa fie acoperit de unul sau mai multe brevete
 S.U.A. www.smith-nephew.com/patents

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1
 Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 * 0731.493.261 * 0727.301.021
 Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu Magazin online
www.ortovit.eu/magazin

PERICOL DE INCENDIU
 Nu fumati si nu stati in apropierea flacarilor deschise. Daca acest produs se afla in stare uscata pe haine si lenjerie de pat, acestea se pot aprinde cu usurinta